

# medisana®




## Termometro a infrarossi multifunzione TM 750 black

N° art. 76142 | EAN 40 15588 76142 3

- Misurazione precisa della temperatura corporea sulla fronte e nell'orecchio in pochi secondi
- Funzione aggiuntiva: Misurazione della temperatura ambiente, dei liquidi e delle superfici (0-100°C)



Zlarme febbre ottico tramite cambio di colore  
- LED verde: temperatura ok, LED rosso: temperatura aumentata



### Funzione | Applicazione

- Misurazione precisa della temperatura corporea sulla fronte e nell'orecchio in pochi secondi
- Funzione aggiuntiva: Misurazione della temperatura ambiente, dei liquidi e delle superfici (0-100°C)
- Salvataggio automatico degli ultimi 30 valori di misurazione
- Allarme febbre ottico tramite cambio di colore verde: temperatura ok, rosso: temperatura aumentata
- Segnale acustico quando è pronto a misurare e al termine della misurazione
- Indicatore di data e ora
- Compresa borsa di custodia
- Compresse batterie 2 × 1,5V (AAA)
- Prodotto medico certificato\*

### Dati tecnici

- Dimensioni: ca. 13,4 × 4,2 × 4,7 cm
- Peso: ca. 0,065 kg
- Campo di misurazione:  
Corpo: 34-43°C  
Oggetto: 0-100°C
- Precisione di misurazione:  
Fronte: ± 0,3°C (34-43°C)  
Orecchio: ± 0,3°C (35,5-42°C)  
Oggetto: ≤30 ±1.5°C / >30 ±5%
- Batterie: 2 × 1,5V (AAA)

\*Certificato in conformità a MDD (direttiva sui dispositivi medici)

### Contenuto della confezione

- Termometro multifunzione
- Batterie
- Custodia
- Istruzioni per l'uso

### Dati logistici

**Imballaggio di vendita**  
1 pezzo | 16,6 x 10,8 x 6 cm | 0,3 kg

**VPE**  
4 pezzi | 25 x 11,5 x 18 cm | 1,27 kg

# medisana®



## Termometro a infrarossi multi-funzione TM 750 Connect

N° art. 76145 | EAN 40 15588 76145 4

- Misurazione precisa della temperatura corporea sulla fronte e nell'orecchio in pochi secondi
- Funzione aggiuntiva: Misurazione della temperatura ambiente, dei liquidi e delle superfici (10-100°C)
- Salvataggio automatico degli ultimi 30 valori di misurazione
- Allarme febbre ottico tramite cambio di colore
  - verde: temperatura ok
  - rosso: temperatura aumentata



## medisana VitaDock+ App

I tuoi parametri vitali sono sempre a portata di mano



Nuova interfaccia utente

Memorizzazione e visualizzazione grafica di tutti i risultati misurati nel tempo

Possibilità di sincronizzazione dei dati misurati tramite VitaDock Online



## VitaDock+ Online Health Management su PC o Mac

Trasmissione dei dati crittografata e ottimizzata per la sicurezza

Sincronizzazione (per es. tra dispositivi iOS e Android)

Condivisione dei dati con il medico o sui portali online

