


medisana®

Pistolet de massage Mini MG 150

Art.-N° 88986 | EAN 40 15588 88986 8

- Massage des tissus profonds pour l'activation musculaire et la promotion de la régénération musculaire
- Pour l'auto-massage sur diverses parties du corps, telles que les muscles de l'épaule, les muscles pectoraux, les muscles du dos, les muscles fessiers, les muscles de la cuisse, les muscles du mollet, etc.
- 5 niveaux de vibration puissants pour une stimulation musculaire profonde
- 6 accessoires de massage de différentes formes pour différents effets de massage



Taille de voyage pratique

Fonction | Application

- Massage des tissus profonds pour l'activation musculaire Et La promotion En la régénération musculaire
- Pour l'auto-massage sur divers partis du corps, telles que Les muscles des épaules, les muscles de la poitrine, les muscles du dos, les muscles fessiers, les muscles des cuisses, les muscles des molletsetc.
- Aide à soulager la fatigue musculaire et la douleur, stimuler La circulation sanguine Et raccourcit le temps de récupération musculaire
- 5 niveaux de vibration puissants Verser Une stimulation musculaire profonde
- Menue taille Et faiblesse poids Verser ONU contrôle Facile Et une manipulation Pratique
- Le petit moteur assure un faiblesse poids avec de Spectacles toujours puissantes Et une durée de vie plus Longue
- Poignée ergonomique en silicone Verser une meilleure prise en main
- Petite poche zippée pour un rangement facile Et Pratique - parfait Verser une utilisation à la maison, En Voyage Ou à l'entraînement
- Longue durée de vie de la batterie (env. 2-3 heures) En fonctionnement normal)

- Voyants LED pour l'affichage du niveau de la batterie et l'état de charge
- Arrêt automatique après 10 compte-rendu
- Port de charge USB-C

- 6 accessoires de massage En différentes Formes pour différents effets de massage:

Plat: Verser la détente Et Le relâchement de grandes zones musculaires

Rond: Verser une utilisation Sur En Les Grands Les groupes musculaires Verser l'activation Et la promotion de la circulation sanguine

Balle: Verser Le traitement En zones spécifiques telles que les points de déclenchement ou les petits groupes musculaires

Spinal: Verser détendre Les muscles dans la région de la colonne vertébrale

Doigt: Pour le massage par acupression, idéal pour traiter les zones de point de déclenchement

Paume: Imite Le masser Chinois « Tui Na » Verser traiter Les méridiens En manière ciblée, Verser détendre Les zones articulaires Et Verser favoris la circulation sanguine

Données Techniques

Taille: Env. 15,5 x 13,8 x 4,5 Cm (y compris fixation)

Poids: env. 372 g (fixation du hors-hors)

Batterie: Batterie lithium-ion (7.4V 2,600mAh)

Temps de charge: environ 2-3 heures

Niveau de vibration:

Niveau 1 : 1 100 tr/min

Niveau 2 : 1 400 tr/min

Niveau 3 : 1 700 tr/min

Niveau 4 : 1 900 tr/min

Niveau 5 : 2 100 tr/min

Emballage

Pistolet En masser Mini 6 accessoires de massage, câble USB, mode d'emploi, poche zippée

Données logistiques

Emballage de vente

1 pièces. | 18 x 18,3 x 8 Cm | CA. 0,9 kg

Emballer

4 pièces. | 36,2 x 18,5 x 16,3 cm | CA. 4 kg