

medisana®



MG 600

Massage Gun
mit Hot & Cold Funktion

Die neue **Massage Gun** - Tiefengewebsmassage zur Aktivierung und Regeneration von Muskelgruppen



3 Vibrationsstufen



7 Massageaufsätze



Akkubetrieb



22AUG2023

Massage Gun mit Hot & Cold Funktion **MG 600**

Art.-Nr. 88987 | EAN 40 15588 88987 5

- Hot & Cold Peltier Technologie: Schnelles Kühlen sowie Wärmen möglich
- Massage Gun in ergonomischer Formgestaltung und Akzentfarbe „Stone-Blue“
- Fördert mittels Tiefengewebssmassage die Aktivierung und Regeneration von Muskelgruppen an verschiedensten Körperstellen



Aufbewahrungskoffer – perfekt für den Einsatz zu Hause, auf Reisen oder beim Training

7 Massageaufsätze

inkl. speziellem Hot & Cold Aufsatz (Sphärisch, U-förmig, kurvenförmig, flach, spatelförmig, konisch, Hot & Cold)



Funktion | Anwendung

- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen
- 3 leistungsstarke Vibrationsstufen
- 3 Hot & Cold Intensitäten mit Kontrollleuchten
- Hohe Akkulaufzeit (ca. 2-3 Std. im Normalbetrieb)
- USB-Ladeanschluss

Technische Daten

- Größe: ca. 15 × 14,7 × 5 cm
- Gewicht: ca. 765 g
- Stromversorgung: Lithium-Ion-Akku (11,1 V 2400 mAh)
- Ausgangsleistung: 25 W
- Lautstärke < 60 dB (mit Abstand von 50 cm)
- Ladezeit: ca. 4,5-5 Std.
- Vibrationsstufen
 - Level 1: 1.800 rpm
 - Level 2: 2.000 rpm
 - Level 3: 2.400 rpm

Packungsinhalt

- Gerät
- Aufsätze
- Kurzanleitung
- Aufbewahrungskoffer
- USB-Kabel

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 27,4 × 25,7 × 9 cm | 1,25 kg

VPE

4 Stück | 38,5 × 30 × 28 cm | 5,6 kg

Empfohlene Aufsätze und Anwendungsgebiete

HOT & COLD ❄️
PELTIER TECHNOLOGY



Hot & Cold Peltier Technologie: Schnelles Kühlen sowie Wärmen möglich

Vor dem Training

Durch Massage mittels „Hot-Funktion“ wird Muskelzerrungen präventiv entgegengewirkt.

Nach dem Training

Eine Massage mit „Cold-Funktion“ verringert das Verletzungsrisiko und entspannt die Muskulatur. Die Massage mit „Hot-Funktion“ wirkt Übersäuerung und Entzündungen entgegen.

