

Dein
Begleiter bei
**Menstruations-
schmerzen**

- ✓ Perfekte Kombination von TENS & Wärme:
Zur Schmerzlinderung bei Menstruations-
beschwerden und Endometriose
- ✓ Flaches Design und flexible Passform: Perfekt
zum diskreten Tragen unter der Kleidung
- ✓ Kabellos und mit wiederaufladbarem Akku:
Für maximale Bewegungsfreiheit



2 zusätzliche Elektroden
für eine gezielte Anwendung
(zum Beispiel am Rücken)



TT 250 Menstruationsschmerzpad mit TENS & Wärme

Art.-Nr. 88352 | EAN 40 15588 88352 1

FUNKTION | ANWENDUNG

- Wärme zuschaltbar
- 4 Selbstklebende und wiederverwendbare Elektrodenpads:
 - 2 große TENS & Wärme Elektrodenpads (182 x 87 mm)
 - 2 kleine TENS Elektroden (49,5 x 0,5 mm)
- 20 Intensitätsstufen wählbar
- 30 Minuten Anwendungsdauer
- Inkl. Gürtelclip
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 52 x 69 x 24 mm
- Gewicht: 41 g
- Größe des Elektrodenpads: 182 x 87 mm
- Größe der separaten Elektroden: 49,5 ± 0,5 mm
- Energieversorgung: Eingebaute 3,7 V-Lithium-Akku
- Impulsform: Biphasische Rechteckimpulse
- Pulsbreite: 75-250 µs ± 10 %
- Ausgangsfrequenz: 8~100 Hz ± 10 %
- Ausgangsstrom: max. 35 Vp-p (500 Ohm Last)

PACKUNGSGEHALT

- TT 250 TENS & Wärme
- 2 TENS & Wärme Pads
- 2 TENS-Elektroden
- 1 Kabel für Elektroden
- 1 Gürtelclip
- 1 USB-C Ladekabel
- Gebrauchsanweisung

ERSATZTEILE

- 88353: 2 TENS & Wärme Elektrodenpads (182 x 87 mm ± 0,5 mm)
- 88354: 4 TENS-Elektroden (49,5 ± 0,5 mm)
- 88355: Elektrodenkabel

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 11,2 x 4 x 19,5 cm | 0,22 kg
VPE
4 Stk. | 11,8 x 17 x 20,7 cm | 0,95 kg

*Zertifiziert nach MDR Klasse IIa (Medizinprodukterichtlinie)