



Hochwertige  
Edelstahl-  
elektroden

- ✓ Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskel- und Knochenmasse und Kalorien
- ✓ Ermittlung des BMI Wertes
- ✓ Bequeme „Step On“ Einschaltung



## Körperanalyse- waage BS-70E

Art.-Nr. 23501 | EAN 40 15588 23501 6

### FUNKTION | ANWENDUNG

- Hochwertige Edelstahlelektroden
- Trittfläche aus 6 mm Sicherheitsglas
- 10 Speicherplätze
- Automatische Abschaltung nach 10 Sekunden
- Maximale Tragkraft: 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar

### TECHNISCHE DATEN

- Größe: 30,2 × 30,2 × 1,9 cm
- Gewicht: 1,6 kg
- Teilung: 0,1 kg, 0,2 lb, 1 lb
- Displaygröße: 80 × 35,5 mm
- Batterie: 1 × 3 V (CR2032)

### PACKUNGSINHALT

- Körperanalysewaage
- Batterie
- Gebrauchsanweisung

### LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung  
1 Stk. | 33 × 2,8 × 32,2 cm | 1,86 kg  
VPE  
4 Stk. | 34,2 × 13 × 34 cm | 7,76 kg