


Körperanalysewaage BS 440 connect

Art.-Nr. 40423 | EAN 40 15588 40423 8

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI-Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Bluetooth® Smart-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online



inkl. kostenfreier
VitaDock+ App

Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

Funktion | Anwendung

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI-Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online
- Aufgedampfte ITO-Elektroden
- Bequeme „Step-on“-Einschaltung
- Großes, leicht lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Je 30 Speicherplätze für 8 Anwender

- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar
- Maximale Tragkraft: 180 kg
- Inklusive Batterien (4 × 1,5V AAA)

Technische Daten

- Größe: ca. 32 × 32 × 2,7 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Displaygröße: 7 × 4,9 cm
- Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
- Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
- Batterien: 4 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Körperanalysewaage
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 38,6 x 40,3 x 23 cm | 11,52 kg

VPE

4 Stück | 38,6 x 40,3 x 23 cm | 11,52 kg

Kompatibilität

iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer. **Android:** Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth 4.0 Technologie unterstützen.



02_14OKT2021