

## Accessoires MediTouch® 2

**MediTouch® 2 Bandelettes réactives**  
Nr. Art. 79038 | EAN 40 15588 79038 6



**MediTouch® Lancettes**  
Nr. Art. 79028 | EAN 40 15588 79028 7



**MEDISANA® Piqueur**  
Nr. Art. 79002 | EAN 40 15588 79002 7



**MEDISANA® Solution de contrôle**  
Nr. Art. 79039 | EAN 40 15588 79039 3



### Fonction | Utilisation

**MediTouch® 2 Bandelettes réactives** (2 x 25 pièces)  
pour déterminer soi-même le taux de sucre dans le sang avec le glucomètre MediTouch® 2 de MEDISANA®

**MediTouch® Lancettes** (100 pièces)  
Lancettes stériles (Type 10ea, 28G)

Simple d'utilisation

À usage unique

**MEDISANA® Piqueur**

5 niveaux réglables

Simple d'utilisation

**MEDISANA® Solution de contrôle** (1 x 4,0 ml)

4,0 ml glucose normal

Solution pour MediTouch® 2 Glucomètre et bandelettes réactives

### Données logistiques

**MediTouch® 2 Bandelettes réactives**

**Carton de présentation**

1 pièce | 10,9 x 5,5 x 10,9 cm | 0,09 kg

**Conditionnement pour achat**

10 pièces | 52,2 x 18 x 7,3 cm | 0,9 kg

**MediTouch® Lancettes**

**Carton de présentation**

1 pièce | 11 x 10,7 x 5,5 cm | 0,08 kg

**Conditionnement pour achat**

10 pièces | 33 x 11,3 x 18 cm | 0,8 kg

**MEDISANA® Piqueur**

**Carton de présentation**

1 pièce | 12 x 2,5 x 2,5 cm | 0,02 kg

**MEDISANA® Solution de contrôle**

**Carton de présentation**

1 pièce | 3,2 x 3,2 x 6,2 cm | 0,015 kg

**Conditionnement pour achat**

10 pièces | 16,7 x 6,7 x 6,6 cm | 0,175 kg