

## WiFi & Bluetooth Körperanalysewaage BS 600 connect

Art.-Nr. 40501 | EAN 40 15588 40501 3

- Schnelle und bequeme Datenübertragung über WiFi oder Bluetooth® an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online
- Herzfrequenzmessung mit jeder Gewichtsmessung
- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochengewicht,
- Ermittlung des BMI und BMR Wertes



inkl. kostenfreier  
VitaDock+ App



Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

### Funktion | Anwendung

- Schnelle und bequeme Datenübertragung über WiFi oder Bluetooth® an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online
- Einmalige Verbindung der Waage mit WLAN-Netz über die VitaDock+ App sorgt für automatische, kontinuierliche Synchronisierung neuer Messwerte
- Herzfrequenzmessung mit jeder Gewichtsmessung (Puls)
- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI und BMR Wertes
- Bequeme „step-on“ Einschaltung und automatische Abschaltung
- Großes, leicht ablesbares LCD-Display mit weißen Leuchtziffern
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st

- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar

### Technische Daten

- Größe: 31 × 31 × 2,5cm
- Gewicht: 1,80 kg ± 0,5
- Displaygröße: 72,5 × 42mm
- Gewichtsanzeige: 0,2 bis 180kg (0,4 bis 400lb)
- Teilung: 100g, 0,2lb, 1/4lb
- Batterien: 4 × 1,5V (AAA)

### Packungsinhalt

- Körperanalysewaage
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

### Logistische Daten

#### Verkaufsverpackung

1 Stück 33,6 x 32,6 x 5,1cm | ca. 2,15kg

#### VPE

4 Stück | 35,5 x 22,4 x 34,8cm | ca. 9,63kg

### Kompatibilität

**iOS:** iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer. **Android:** Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth® 4.0 Technologie unterstützen.

