


medisana®

Pistola da massaggio Mini MG 150

Art.-No. D-88986 | EAN 40 15588 88986 8

- Massaggio dei tessuti profondi per l'attivazione muscolare e la promozione della rigenerazione muscolare
- Per l'automassaggio su varie parti del corpo, come muscoli delle spalle, muscoli pettorali, muscoli della schiena, muscoli glutei, muscoli della coscia, muscoli del polpaccio, ecc.
- 5 potenti livelli di vibrazione per la stimolazione muscolare profonda
- 6 accessori per massaggio in diverse forme per diversi effetti di massaggio



Applicazione

- Massaggio dei tessuti profondi per l'attivazione Muscoloso e la promozione Della rigenerazione Muscoloso
- Per l'automassaggio su varie parti del corpo, Venire muscoli delle spalle, muscoli Del torace, muscoli della schiena, muscoli glutei, muscoli della coscia, muscoli del polpaccioEcc.
- Aiuta con affaticamento muscolare e dolore, stimola la circolazione sanguigna | e riduce i Tempi di recupero muscolare
- 5 potenti livelli di vibrazione alla stimolazione muscolare profonda
- Dimensioni ridotte e peso ridotto a un facile controllo e una comoda maneggevolezza
- Il piccolo motore | garantisce ONU peso ridotto Truffare prestazioni costantemente potenti e una maggiore durata
- Impugnatura ergonomica in silicone al una migliore Presa
- Piccola tasca con cerniera per riporre facilmente e comodamente - perfetta al l'uso una casa, in viaggio o in allenamento
- Lunga durata della batteria (ca. 2-3 ore) in perpendicolare funzionamento)

- Spie LED per la visualizzazione del livello della batteria e lo stato di carica
- Arresto automatico dopo 10 minuti
- Porta di ricarica USB-C
- 6 accessori per massaggio | in misto Forme per diversi effetti di massaggio:
 - Piatto: al il rilassamento e l'allentamento di ampie aree muscolari
 - Rotondo: Al l'uso Su grandi gruppi muscolari al l'attivazione e la promozione della circolazione sanguigna |
 - Pallottola: al Il trattamento di aree specifiche come punti trigger o gruppi muscolari più piccoli
 - Spinale: al rilassare io muscoli Nella zona della colonna vertebrale
 - Idem: per il massaggio digi to pressione, ideale per il trattamento delle aree del punto trigger
 - Palma: Imita Il massaggio cinese "Tui E allora" al trattare i meridiani in modo mirato, al rilassare Le aree articolari e a favorire la circolazione sanguigna |

Dati tecnici

Dimensioni: ca. 15,5 x 13,8 x 4,5 Centimetro (accessorio incluso) Peso: circa 372 g (escluso attacco)
Batteria: batteria agli ioni di litio (7.4 V 2,600 mAh)
Tempo di ricarica: circa 2-3 ore
Livello di vibrazione:
Livello 1: 1.100 giri/min
Livello 2: 1.400 giri/min
Livello 3: 1.700 giri/min
Livello 4: 1.900 giri/min
Livello 5: 2.100 giri/min

Imballaggio

Massaggio Fucile Mini 6 accessori per massaggio, cavo USB, istruzioni per l'uso, tasca con cerniera |

Dati logistici

Packaging di vendita
1 pz. | 18 x 18,3 x 8 Centimetro | ca. 0,9 kg
Branco
4 pz. | 36,2 x 18,5 x 16,3 cm | ca. 4 kg