

App
VitaDock+
gratuite
incluse

- ✓ Résultats de mesure plus rapides grâce à la technologie de gonflage - la tension artérielle est déjà mesurée pendant le gonflage du brassard
- ✓ Écran particulièrement grand et facile à lire
- ✓ Mesure précise de la pression artérielle au niveau du bras avec classification de la pression artérielle

Tensiomètre à bras BU 570 connect blanc

N° d'art. 51203 | EAN 40 15588 51203 2



Classification des valeurs mesurées à l'aide d'une échelle de couleurs à feux tricolores

FONCTION | APPLICATION

- Transfert de données Bluetooth® vers l'App VitaDock+ pour iOS et Android et vers VitaDock® Online*.
- Grand écran LCD (7,3 × 6,0 cm) avec rétroéclairage
- 120 emplacements de mémoire chacun pour 2 utilisateurs
- Calcul de la moyenne des 3 dernières valeurs enregistrées.
- Indication de battements cardiaques irréguliers
- Classification de la tension artérielle -Classification des valeurs mesurées avec une échelle de couleurs de feux.
- Dispositif médical certifié*.

DONNÉES TECHNIQUES

- taille : environ 9,26 × 12,95 × 3,03 cm
- poids : env. 0,188 kg
- Piles : 4 × 1,5V (AAA)
- Puissance de sortie : 6 V
- Plage de mesure :
- Pression nominale du brassard :
- 0mmHg ~ 299 mmHg
- Pression de mesure :
- SYS: 60mmHg ~ 230mmHg
- DIA: 40mmHg ~ 130mmHg
- Valeur du pouls :
- (40-180) battements / minute
- Précision :
- Pression : 5°C - 40°C ± 3 mmHg ;
- pouls : ± 5% de la valeur mesurée
- Longueur du câble : 60 cm...

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tensiomètre à bras
- Mode d'emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Emballage de vente
1 pièce | 10,5 × 9,8 × 16 cm | 0,585 kg

UE
4 pièces | 22 × 20,5 × 17,2 cm | 2,5 kg