

Elegantes
und
schlankes
Design

- ✓ Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls)
- ✓ Messdarstellung auf beleuchtetem OLED-Display
- ✓ Schlankes Design dank Betrieb mit nur einer Batterie



NEXT GENERATION

Schlankes Design dank Betrieb mit nur einer Batterie

Pulsoximeter PM 180

Art.-Nr. 79493 | EAN 40 15588 79493 3

FUNKTION | ANWENDUNG

- Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- 4-fach drehbare Bildschirmanzeige für den linken und rechten Zeigefinger
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriewechselanzeige
- Zertifiziertes Medizinprodukt

TECHNISCHE DATEN

- Größe ca.: 6,8 × 3,8 × 2,7 cm
- Gewicht: ca. 36 g (Inklusive Batterie)
- Messgenauigkeit:
 - SpO2: 70 % ~ 100 % ± 2 %
 - Pulse: 30 – 250 ± 2 or ± 2 % Schläge/Min.
- Batterie: 1 × 1,5 V (AAA)

PACKUNGSGEHALT

- Pulsoximeter
- Trageband
- Beutel
- Batterie
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 7,5 × 11,3 × 5,6 cm | 0,11 kg

VPE

4 Stück | 16,3 × 12,1 × 12,3 cm | 0,48 kg