



- ✓ Zur Linderung von Prellungen, Schwellungen, Muskelkrämpfen, Schmerzen, Kopfschmerzen und Verbrennungen ersten Grades
- ✓ Ultrasoftes, flexibles Material für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
- ✓ Langlebig und wiederverwendbar



## Hot & Cold Pack GP 101

### Wiederverwendbare Gelkompressse

Art.-Nr. 88101 | EAN 40 15588 88101 5

Gefüllt mit flexiblem,  
anschmiegsamem Hydrogel

#### ANWENDUNGEN | FUNKTION

- Behandlungsbereich: Nacken
- Für Kalt- und Wärmeanwendung geeignet
- Kälteanwendung: Produkt für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank oder Kühlschranks legen
- Wärmeanwendung: Produkt 35 Sekunden bei 800 W in der Mikrowelle erwärmen
- Nie länger als 15 Minuten am Stück anwenden
- Bleibt auch im gefrorenen Zustand flexibel (bis -18 °C) für angenehmen Tragekomfort
- Pflegeleichtes, weiches Obermaterial
- Ungiftig
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- Zertifiziertes Medizinprodukt (MDR Klasse I)

#### TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 52 × 18 cm
- Gewicht: ca. 494 g
- Für einen Halsumfang von 34 bis 52 cm

#### LIEFERUMFANG

- Hot & Cold Pack
- Gebrauchsanweisung

#### LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung  
1 Stk | 9,2 × 9,7 × 20,3 cm | 0,7 kg

VPE  
4 Stk | 37 × 19 × 11 cm | 2,8 kg