



Thérapie 2-en-1

- ✓ Pour soulager les contusions, les gonflements, les crampes musculaires, les douleurs ainsi que les brûlures du premier degré
- ✓ Matériau ultra-doux et flexible avec une couverture à 360° pour un ajustement optimal et un grand confort de port
- ✓ Durable et réutilisable



Hot & Cold Pack GP 105 Compresse de gel réutilisable

Art. No. 88105 | EAN : 40 15588 88105 3

Remplie d'un hydrogel flexible et
parfaitement ajustable

APPLICATION | FONCTIONNALITÉS

- Zone d'application : jambe, genou
- Convient pour des applications de froid et de chaleur
- Application à froid : placer le produit au congélateur ou au réfrigérateur pendant au moins 2 heures
- Application à chaud : chauffer le produit 45 secondes au micro-ondes à 800 W
- Ne jamais utiliser plus de 15 minutes d'affilée
- Reste flexible même à l'état congelé (jusqu'à -18 °C) pour un confort optimal
- Revêtement extérieur doux et facile d'entretien
- Non toxique
- Durée de conservation : 5 ans
- Dispositif médical (MDR classe I)

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : env. 24,5 × 15 cm
- Poids : env. 820 g
- Convient pour un tour de cuisse de 34 à 56 cm et un tour de mollet de 29 à 42 cm

CONTENU DE LA BOÎTE

- Hot & Cold Pack
- Notice d'utilisation

LOGISTICAL DATA

Emballage de vente
1 pièce | 12 × 7 × 18,5 cm | 0,9 kg
Conditionnement (VPE)
4 pièces | 38 × 30,5 × 8 cm | 3,59 kg

4 Stück | 38 x 30,5 x 8 cm | 3,59 kg

03DEC2025